

臨床検査の運用について

【Neutro カウント】 2013/7/16～

WBC ; 機器測定値の 10 の位を切り上げて表示 (例 : 6730⇒6800)

Neutro カウント ; WBC の機器測定値と Neutro%から算出

※WBC 数と Neutro%から算出した好中球数とは乖離が生じる可能性があります。

【eGFR】 2013/8/14～開始

計算式 ;

eGFR (男性) = $194 \times \text{血清クレアチニン}^{-1.094} \times \text{年齢}^{-0.287}$ (mL/分/1.73 m²)

eGFR (女性) = eGFR (男性) × 0.739 (mL/分/1.73 m²)