

S1 右心カテーテル研修

目的；S1終了時点で、1人で右心カテーテルが透視下で挿入でき、その結果の解釈ができるようになる。

	S1	研修内容	目標	目標経験数	評価
Step1	4月～5月	穿刺・挿入・留置	指導医の指導の下、穿刺・カテーテル挿入・留置を行うことができる	10例	指導医が行う
Step2	6月～	データ解釈	1人で穿刺・カテーテル挿入・留置ができ、得られたデータの解釈ができる	20例以上	指導医が行う